




ЛИЦО




Левая сторона



ОБОРОТ



Правая сторона



- ПРИ НАНЕСЕНИИ ЛАКА НЕИЗБЕЖНО ПОПАДАНИЕ ПЫЛИ. БРАКОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.  
 - ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ДВУХ ВИДОВ НАНЕСЕНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ СМЕЩЕНИЕ  
 ИЗОБРАЖЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 2,5-3 ММ

Модель	Термокружка вакуумная Polo 500 ml, серая
Артикул	211041.080
Количество	
Способ нанесения	
Цветность	
Размер нанесения	

**ВНИМАНИЕ!**

Тщательно проверяйте макет. Ваша подпись является основанием для печати.  
 Найденная в готовом изделии ошибка, в случае если макет утверждён заказчиком,  
 не является основанием для претензий к переделке заказа.  
 После утверждения макета изменения не принимаются!

# шубер

Размер изделия в макете может отличаться от реального размера упаковки.  
Portobello рекомендует запуск шубера через образец.

